

# CELLULIPO SONIC

Lipo-Sonicación & Radiofrecuencia para adelgazar, remodelar, tonificar y rejuvenecer

## LIPO-SONICACIÓN TRANSDÉRMICA & RADIOFRECUENCIA

### ENERGÍAS INNOVATIVAS PARA TRATAMIENTOS AVANZADOS

#### **1** **2** CELLULIPO SONIC

#### LA DOBLE ENERGÍA QUE CONFIERE MÁS VALOR A LOS RESULTADOS

La acción de la Lipo-Sonicación Transdérmitica para tratar adiposidad y celulitis unida a la Radiofrecuencia para la tonificación de los tejidos y para la mejoría de la calidad de la piel. Esta es la fórmula vencedora de Cellulipo Sonic, el tratamiento combinado capaz de actuar de manera firme y evidente sobre los inestetismos de cuerpo y cara. Un sistema eficaz y seguro capaz de valorizar los éxitos reduciendo los tiempos operativos.

#### **!** LA LIPO-SONICACIÓN TRANSDÉRMICA

#### UNA NUEVA META EN EL TRATAMIENTO DE ADIPOSIDAD Y CELULITIS

La Lipo-Sonicación Transdérmitica marca un nuevo punto de referencia en los tratamientos de los depósitos adiposos y celulíticos localizados.

Su principio permite alcanzar, progresivamente y en toda seguridad, un remodelado más preciso y evidente de la silueta. Los excelentes éxitos obtenidos hasta ahora testimonian el logro de una nueva meta en los programas de adelgazamiento localizado.

#### **!** LA LIPO-SONICACIÓN TRANSDÉRMICA MICRO BURBUJAS, MACRO ACCIÓN

Esta tecnología se basa sobre un fenómeno físico llamado sonicación. Cuando un fluido es sometido a la acción de un campo ultrasonoro genera dentro de sí microscópicas burbujas. En condiciones particulares estas micro burbujas implosionan produciendo una ola de energía. La Lipo-Sonicación Transdérmitica no hace más que

ART.	MODELO	MÉTODOS DISPONIBLES	
		Lipo-Sonicación Transdérmitica	Radiofrecuencia RFsystem
2457/N	CELLULIPO SONIC Lipo-Sonication & RF System	•	•
2457/N1	CELLULIPO SONIC Lipo-Sonication System	•	
2457/N2	CELLULIPO SONIC RF Modelo con RF System		•

Art.2457/N - 2457/N1 - 2457/N2 CELLULIPO SONIC

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operativo: multímétodo con Lipo-Sonicación y Radiofrecuencia

LIPO SONICACIÓN TRANSDÉRMICA

Frecuencia flujo ultrasonoro: 40 KHz.

Fluencia flujo ultrasonoro: max. 1,5 w/cm<sup>2</sup>

Programas de Tratamiento: sistema interamente protocolizado con programas definidos para cada zona de trabajo

RADIOFRECUENCIA RF SYSTEM

Frecuencia RfSystem: 450 KHz

Potencia absorbida: 90 w

Alimentación: disponible en varias alimentaciones de 90 v. a 240 v. – 50/60 Hz.

Dimensiones cuerpo máquina: cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con recipiente)

Dimensiones carro: (surrible por separado a petición) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h



Produttore  
adherente  
alla  
F.A.P.I.B.

## Lipo-Sonicazione Transdermica & Radiofrequenza

## Energie innovative per trattamenti evoluti



# CELLULIPO SONIC

## Lipo-Sonicazione & Radiofrequenza per snellire, rimodellare, rassodare e ringiovanire




1  
2

### CELLULIPO SONIC

La doppia energia  
che dà più valore ai risultati

L'azione decisa della Lipo-Sonicazione Transdermica per trattare adipi e cellulite unita all' energia della Radiofrequenza per il rassodamento tissutale e per il miglioramento della qualità della pelle. Questa la formula vincente di Cellulipo Sonic, il trattamento combinato in grado di agire in maniera decisa ed evidente sugli inestetismi di corpo e viso. Un sistema efficace e sicuro capace di valorizzare i risultati riducendo i tempi operativi.



### La Lipo-Sonicazione Transdermica

Un nuovo traguardo nel trattamento  
di adipi e cellulite

La Lipo-Sonicazione Transdermica segna un nuovo punto di riferimento nel trattamento dei depositi adiposi e cellulitici localizzati. Il suo principio permette di ottenere, progressivamente, un rimodellamento più preciso ed evidente della silhouette in tutta sicurezza. I risultati eccellenti ottenuti finora testimoniano il raggiungimento di un nuovo traguardo nei programmi di snellimento localizzato.




### La Lipo-Sonicazione Transdermica

Micro bolle, macro azione

Questa tecnologia si basa su un fenomeno fisico chiamato sonicazione. Quando un fluido viene sottoposto all'azione di un particolare ed intenso campo ultrasonoro genera al suo interno microscopiche bollicine. In determinate condizioni queste micro bolle tendono ad implodere producendo un'onda di energia.

La Lipo-Sonicazione Transdermica non fa altro che riprodurre il fenomeno fisico all'interno del tessuto adiposo e sfruttare l'energia prodotta dalle micro bolle per mobilitare le cellule adipose e favorire così la liberazione dei grassi.



# Lipo-Sonicazione Transdermica & Radiofrequenza

LA SINTESI DELLA **FUNZIONALITÀ**

### CELLULIPO SONIC

La doppia energia  
che dà più valore ai risultati

### Il Massaggio a Radiofrequenza RFsystem

Piacevole, intenso ed efficace




Una gradevole energia RF si trasmette in modo controllato ai tessuti. L'utente sperimenta nell'immediato una piacevole sensazione di rilassamento mentre a livello tissutale si sviluppa un intenso effetto termico biologicamente attivo. L'azione che ne deriva è particolarmente performante nel trattamento degli inestetismi corporei adiposi e cellulitici, nel rassodamento cutaneo e nel generale miglioramento della qualità della pelle.



Art. 2457/N  
Cellulipo Sonic

Manipoli  
Cellulipo Sonic

1. Lipo-Sonicazione
2. Rf Viso
3. Rf Corpo



1

3

### La Radiofrequenza RFsystem: versatile e polivalente

Per cellulite, massa grassa e  
rassodamento tissutale



Questa tecnologia sviluppa un'azione multi-attiva che ottimizza l'attività tissutale e il nutrimento, favorisce il naturale processo di combustione dei grassi e migliora la difficile situazione delle " fredde " zone cellulitiche.

L'energia della Radiofrequenza sviluppa anche una sensibile ritonificazione superficiale con "effetto stiramento" sulla lassità cutanea.

### Ringiovanimento Viso & Antietà RFsystem

I piacevoli effetti  
del Massaggio  
Energetico

ART.	MODELLO	MODelli DISPONIBILI	
		Lipo-Sonicazione Transdermica	Radiofrequenza RFsystem
2457/N	CELLULIPO SONIC Lipo-Sonication & RF System	•	•
2457/N1	CELLULIPO SONIC Lipo-Sonication System	•	
2457/N2	CELLULIPO SONIC RF Modello con RF System		•

Art.2457/N - 2457/N1 - 2457/N2 CELLULIPO SONIC

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Sistema operativo:** multimodo con Lipo-Sonicazione e Radiofrequenza  
**LIPOLISI ULTRASONICA:**  
**Frequenza flusso ultrasonoro:** 40 KHz.  
**Fluenza flusso ultrasonoro:** max. 1,5 w./cm<sup>2</sup>  
**Programmi di Trattamento:** sistema interamente protocollato con programmi definiti per ogni zona di lavoro  
**RADIOFREQUENZA RF SYSTEM:**  
**Frequenza RfSystem:** 450 KHz  
**Potenza assorbita:** 90 w  
**Alimentazione:** disponibili varie alimentazioni da 90 v  
o 240 v - 50/60 Hz.  
**Dimensioni corpo macchina:** cm. 49 x 38,5 x 19,7 h  
(23,5 con vaschetta)  
**Dimensioni carrello:** (fornibile a parte su richiesta)  
cm. 56,4 x 56,3 x 120 h