

RADIO FREQUENZA Mod. "GIUSY 1"

"Giusy 1" è una apparecchiatura elettronica di ultima generazione che genera radiofrequenza ad 1MHz. Il principio di funzionamento è basato sull'ipertermia che è una tecnica basata sulla somministrazione di calore in una determinata zona del corpo umano e per un periodo di tempo. L'emissione di queste onde produce l'innalzamento e il mantenimento della temperatura in un range compreso tra 40°C e 43°C.

L'energia elettromagnetica è erogata fra due-elettrodi: uno di grandi dimensioni, definito indifferente o di massa, ed un secondo definito attivo di più piccole dimensioni.

La somministrazione di energia può avvenire in modo resistivo con manipoli monopolari metallici o in modo capacitivo con manipoli bipolari ceramici.

Trasferire energia ai tessuti profondi è comune a molte terapie, ma tutte la dispensano dall'esterno con effetti collaterali prodotti dall'impatto dell'onda con la cute. Inevitabile il surriscaldamento della superficie cutanea e la sua disidratazione con la dispersione dell'energia nei primi strati del tessuto biologico. Rimane quindi impossibile conciliare un'azione terapeutica in profondità senza produrre controindicazioni.

Con "GIUSY 1", l'energia calore non si applica all'esterno, ma si genera all'interno dei tessuti. Il trattamento è particolarmente indicato per il rassodamento e lo snellimento, lavorando anche in zone particolarmente piccole grazie alle numerose tipologie e dimensioni dei manipoli.

L'apparecchiatura "Giusy 1" consente di trattare il corpo nella sua totalità: viso, seno, braccia, addome, glutei, gambe, ecc.



VANTAGGI

- Lifting non invasivo
- Rassodamento
- Rimodellamento
- Disponibilità di un'ampia scelta di manipoli monopolari e bipolari
- Possibilità di lavorare con cosmetici
- Risultati visibili già dal primo trattamento

EffETTI dEI TrATTAmENTO

- Incremento del flusso sanguigno
- Incremento delle attività del sistema emolinfatico
- Incremento della permeabilità delle membrane cellulari
- Incremento dell'estendibilità del tessuto collagene
- Incremento dell'efficienza contrattile dei muscoli
- Riduzione dell'edema
- Riduzione dello spasmo muscolare
- Riduzione della rigidità articolare

La radiofrequenza generata dal sistema "Giusy 1" è la soluzione ideale per il trattamento cutaneo del viso e del corpo. I risultati, scientificamente provati, sono visibili sin dalla prima seduta. Rendere tonica e vigorosa la componente collagenica significa ridare compattezza all'epidermide e di conseguenza alla cute.

Il trattamento viso consiste in una metodica di lifting non invasivo: il calore raggiunge la profondità di 1-2 mm, produce a livello dermico una biostimolazione che ripristina l'elasticità tessutale attraverso la nuova produzione di fibre di collagene (neocollagenogenesi). Avviene inoltre un ricompattamento delle fibre stesse che continua nel tempo.

Nel corpo si possono raggiungere profondità maggiori, in tal modo il calore raggiunge il grasso e la cellulite esercitando un effetto lipolitico, drenante e di rimodellamento.

"Giusy 1" è dotata di display LCD dove selezionare, in funzione dell'area da trattare, la potenza di emissione ed il tempo di trattamento. Il microprocessore gestisce una tastiera con la quale è possibile programmare molto semplicemente il trattamento e i relativi parametri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Canale uscita: 1
- Frequenza di lavoro: 1 Mhz
- Potenza: 5 - 50W regolabile
- Schermo: LCD 5,5"
- Alimentazione: 230 V AC - 50 Hz
- Potenza assorbita: 200VA (max)
- Raffreddamento sistema: A scambio di aria
- Classe: I tipo BF
- Peso: 20 Kg
- Dimensioni: 400 x 400 x 300mm

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

- Temperatura: 10 - 35°C
- Umidità relativa: 30 - 75%
- Pressione atmosferica: 70 - 106kPa

CERTIFICAZIONI

- Conforme alle direttive 2006/95/CEE bassa tensione
- Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- 2002/95/CEE
- 2002/96/CEE

SICUREZZE

- Sistema intelligente di riconoscimento dei manipoli al fine di evitare errori o mal funzionamenti
- Efficace sistema di dissipazione del calore sulla superficie dei manipoli per evitare bruciature indesiderate

OPZIONAIS

Ampia gamma di manipoli a richiesta.

Codice GluSY 1

l'operatore deve leggere attentamente il "manuale d'uso" ed attenersi scrupolosamente alle sue istruzioni.

Rappresentato da:

Importatore e distributore: