

Contrastare gli inestetismi del viso con azioni specifiche attive, tonificanti ed antietà

Trattamento Viso

Ci vuole un Programma Completo

Per contrastare gli inestetismi del viso occorre disporre di tutte le metodiche necessarie.

Beauty System e UltraSkin System mettono a disposizione una soluzione per ogni problema.



Beauty System

BEAUTY SYSTEM

Un sistema integrato

Nella versione più completa (Beauty System Antiage) questo sistema è composto da tutti i fondamentali trattamenti estetici al viso con l'aggiunta dell'esclusiva metodica Micro-Lifting che rassoda e rende armonica la fisionomia del volto. Le varie funzioni sono programmate per consentire di compiere nel modo ideale la detersione della pelle, la veicolazione dei prodotti attivi e la stimolazione dei tessuti.



Lo Skin-Test

Esame della situazione epidermica

Grazie a questo test, che consente di misurare l'idratazione della cute, l'operatore è in grado di valutare meglio il tipo di pelle da trattare e di suggerire così l'intervento mirato necessario, verificandone poi i risultati.



La Disincrostazione ed il Brushing

Detergere

La Disincrostazione è una profonda pulizia degli strati epidermici ottenuta mediante l'applicazione di una delicata corrente galvanica sulla pelle. Il Brushing cosmetico rimuove le "cellule morte" superficiali con una gradevole spazzolatura, massaggiando gentilmente la cute.



Le Funzioni Iono e Thermo

Idratare e nutrire

La Ionoforesi estetica permette di far assorbire agli strati più profondi della pelle specifici prodotti cosmetici, aumentandone così la penetrazione e l'efficacia.

Il massaggio Thermo migliora, grazie al calore, il micro-circolo superficiale, rendendo più attivi i prodotti cosmetici adottati.



Il Vacuum Massage, l'Air Massage e la Luce Blu

Tonificare

Il Vacuum Massage e l'Air Massage compiono un dolce massaggio ad aria pulsante ed aspirante. I tessuti vengono così drenati, stimolati e rassodati. Il massaggio a Luce Blu (alta frequenza) può avere un effetto energizzante o distensivo in funzione delle modalità di trattamento.

LA SINTESI DELLA FUNZIONALITÀ

ULTRASKIN SYSTEM



UltraSkin System

Il Micro-Lifting Estetico

Attenuare i segni del tempo e rendere armonica la fisionomia del volto

Il lifting estetico attenua le rughe del viso, elimina i segni del tempo, riduce l'affaticamento muscolare, migliora l'espressione e ringiovanisce i lineamenti, rendendo più armonico l'aspetto del viso.

ULTRASKIN SYSTEM

L'esclusivo trattamento antietà

Ecco un nuovo sistema antietà che, grazie a un lieve flusso di vibrazioni ultrasoniche, restituisce in modo rapido energia, forza e tono alla pelle del volto. Ultraskin prevede due fasi attive: il Peeling ad Onde Sonore e la Sonoforesi & Microstimolazione.



La Sonoforesi & la Microstimolazione

Il leggero massaggio termico a onde sonore che tonifica e ossigena i tessuti e facilita così l'assorbimento e l'attivazione degli speciali prodotti antietà.

SISTEMI MULTIMETODO DISPONIBILI

ART.	MODELLO	FUNZIONI		
		10 Trattamenti Estetici*	Micro-Lifting	Trattamento ad onde sonore
2082/N1	BEAUTY SYSTEM ANTIAGE	•	•	
2082/N	BEAUTY SYSTEM FACELAB	•		
2096/N	ULTRASKIN SYSTEM			•

*Skin Test - Disincrostazione - Brushing - Ionoforesi - Thermo - Vacuum Massage Aspira Comedoni - Spray - Air Massage - Massaggio a luce blu

CARATTERISTICHE TECNICHE

BEAUTY SYSTEM ANTIAGE Art. 2082/N1

Funzioni estetiche: 8 funzioni indipendenti (11 trattamenti)

Potenza assorbita: 150 w.

Alimentazione: 230 v. - 50 Hz

Dimensioni corpo macchina:

cm. 49 x 38,5 x 19,7 h

(23,5 con vaschetta)

Dimensioni carrello: (fornibile a parte su richiesta) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

CARATTERISTICHE TECNICHE

ULTRASKIN SYSTEM Art. 2096/N

Funzione estetica: trattamento antietà a microvibrazioni ultrasoniche

Frequenza di emissione: 28 KHz

Potenza assorbita: 25 w.

Alimentazione: 230 v. - 50 Hz

Dimensioni corpo macchina:

cm. 49 x 38,5 x 19,7 h

(23,5 con vaschetta)

Dimensioni carrello: (fornibile a parte su richiesta) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h



CERRI

Since 1958

Contrastar los inestetismos del rostro con específicas acciones activas, tonificantes y anti-edad

TRATAMIENTOS ANTI-EDAD Y MICRO-LIFTING PARA EL ROSTRO

TRATAMIENTO ROSTRO

Este requiere un programa completo

Para contrastar los inestetismos del rostro es necesario poseer todos los métodos disponibles: Beauty System y UltraSkin System disponen de una solución para cada problema.

BEAUTY SYSTEM

Un sistema integrado

En el modelo más completo (Beauty System Antiage) este sistema posee todos los tratamientos estéticos para la cara con el complemento del Micro-lifting método exclusivo que reafirma y armoniza la expresión del rostro. Las distintas funciones son programadas para efectuar idealmente la limpieza de la piel, la penetración de los productos activos y la estimulación de los tejidos.



EL SKIN-TEST

Examen de la situación epidérmica

Utilizando este examen que permite medir la hidratación del cutis el operador puede mejor evaluar el tipo de piel a tratar aplicando el tratamiento ideal, y sucesivamente comprobar los resultados obtenidos.



LA DISINCRUSTACIÓN Y EL "BRUSHING"

Limpiar

La Disincrustación es una limpieza profunda de todas las capas epidérmicas obtenida mediante la aplicación sobre la piel de una delicada corriente galvánica. El "Brushing" cosmético remueve las "células superficiales muertas" con un agradable acepilladura, masajando con delicadeza el cutis.

ART.	MODELO	FUNCIONES		
		10 Tratamientos Estéticos*	Micro-Lifting	Tratamiento anti-edad con ondas sonoras
2082/N1	BEAUTY SYSTEM ANTIAGE	•	•	
2082/N	BEAUTY SYSTEM FACELAB	•		
2096/N	ULTRASKIN SYSTEM		•	

*Skin Test - Disincrustación - Brushing - Ionoforesis - Thermo - Vacuum Massage Extractor - Spray - Masaje con Aire - Masaje con Luz Azul

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BEAUTY SYSTEM ANTIAGE Art. 2082/N1

Funciones estéticas: 8 funciones independientes (11 tratamientos)
Potencia absorbida: 150 w
Alimentación: 230 v. - 50 Hz
Dimensiones del cuerpo de la máquina: cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con recipiente)
Dimensiones carro: (surrible por separado o pelícnion) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ULTRASKIN SYSTEM Art. 2096/N
Función estética: tratamiento anti-edad con microvibraciones ultrasónicas
Frecuencia de emisión: 28 KHz
Potencia absorbida: 25 w
Alimentación: 230 v. - 50 Hz
Dimensiones del cuerpo de la máquina: cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con recipiente)
Dimensiones carro: (surrible por separado o pelícnion) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h



Produttore
aderente
alla
F.A.P.I.B.

LAS FUNCIONES IONO Y THERMO

Hidratar y nutrir

La Ionoforesis estética permite a las capas más profundas de la piel absorber productos cosméticos específicos aumentando así su penetración y eficacia. El masaje Thermo, utilizando el calor, mejora el microcírculo superficial, facilitando la activación de los productos cosméticos utilizados.

EL MASAJE "VACUUM", EL MASAJE "AIR" Y LA LUZ AZUL

Tonificar

El Masaje "Vacuum" y el Masaje "Air" efectúan un masaje dulce de aire (aspirante y pulsador). Los tejidos son así drenados, estimulados y reafirmados. El masaje con Luz Azul (alta frecuencia) puede tener un efecto energizante o distensivo en función del método de tratamiento.

EL MICRO-LIFTING ESTÉTICO

Atenuar los signos del tiempo rearmonizando la expresión del rostro

El Lifting Estético atenúa las arrugas del rostro, elimina los signos del tiempo, reduce el cansancio muscular, mejora la expresión y rejuvenece las facciones rearmonizando el aspecto del rostro.

ULTRASKIN SYSTEM

El exclusivo tratamiento anti-edad

Nuevo sistema anti-edad que, con un leve flujo de vibraciones ultrasónicas, retorna rápidamente energía, fuerza y tono a la piel del rostro.

Ultraskin utiliza dos fases activas: el Peeling con ondas sonoras y la Sonoforesis & Microestimulación.

EL PEELING CON ONDAS SONORAS

La limpieza superficial y profunda que favorece la renovación de los tejidos. La piel aparece así más luminosa, fresca y suave al tacto.

LA SONOFORESIS & LA MICRO-ESTIMULACIÓN

Ligero masaje térmico con ondas sonoras que tonifica y facilita la absorción y la activación de los especiales productos anti-edad.



Apparecchiature per estetica e fisioterapia • Saune e vasche idromassaggio
Solarium • Poltrone e lettini • Vaporizzatori • Scaldacera • Arredamenti e progetti

Via Panizza 9
20144 MILANO - (Italy)
Tel. (+39) 02.4692586 r.a.
Fax (+39) 02.463986
www.cerri.it - email: info@cerri.it

Le caratteristiche tecniche e i ospiti esibiti possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. I dati tecnici sono esclusi da qualsiasi responsabilità.



*Trattamenti Viso,
Antietà e
Micro-Lifting*

